

1	NOMBRE DEL PRODUCTO:	VENDA DE ALTA COMPRESION - VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS
2	COMPOSICIÓN:	La venda de alta compresión se compone de algodón y fibras sintéticas: Algodón 87% y hule látex 13%
3	DESCRIPCIÓN:	Venda elástica de tejido plano, de algodón con fibras sintéticas indicada para el tratamiento compresivo de lesiones como: varices, torceduras graves, luxaciones e inmovilizaciones.
4	CARACTERISTICAS	Alta y fuerte compresión, gran elasticidad, resistente a secreciones, sangre, sudor, cremas y geles. Lavable, estable a esterilización con vapor. Durable. Reducción del edema: al reducirse la filtración capilar y mover el líquido de zonas comprimidas a no comprimidas Mejora del drenaje linfático Optimización del sistema venoso: más flujo sanguíneo venoso, menos acumulación venosa. Potenciación del bombeo venoso Efecto antiinflamatorio: liberación de mediadores anti inflamatorios, reducción de las citosinas Mejora del flujo arterial
5	INDICACIÓN	Alta compresión para el tratamiento de varices, torceduras graves, luxaciones e inmovilizaciones.
6	INSTRUCCIONES DE USO	El vendaje siempre se tiene que iniciarse de forma distal a proximal. La pierna debe estar colocada recta y el tobillo ha de formar un ángulo de 90°. La pierna debe estar frente a la persona que vendará.
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	*Aplique unicamente la presion necesaria, permitiendo una circulación sanguínea normal *El producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor y/o humedad. *Uso externo solamente. * Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes
8	CONTRAINDICACIONES	Pacientes con arteriopatía periférica moderada-grava, insuficiencia arterial, dermatopatias húmedas, transtornos graves de la función nerviosa en brazos piernas
9	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2020DM-0022238
10	TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO
11	FABRICADO POR	LABORATORIOS LE ROY, S.A EN C.V. CON DOMICILIO EN MEXICO
12	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SAS. PROASEPSIS SAS. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
13	CONDICIONES DE VENTA	Riesgo I



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
13301	Venda de alta compresión Elastomedic Le Roy de 5cm de ancho x 5m de largo Estirada.	Unidad
13303	Venda de alta compresión Elastomedic Le Roy de 7.5cm de ancho x 5m de largo Estirada.	Unidad
13304	Venda de alta compresión elastomedic Le Roy de 10cm de ancho x 5m de largo Estirada.	Unidad

ME-FT-122 V.00



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S
Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8,9 Y 18
Parque Empresarial Normandía
E-mail: proasepsis@proasepsis.com
Bogotá D.C., Colombia